

**KCAM04**

**起身站立輔助拐杖**



折疊時



最大使用者  
體重  
**100**  
kg

衛部醫器陸輸壹字第003439號

**兩用輔助杖**

可當起身扶手及一般四腳杖使用。



**易收納設計**

折疊後體積纖長，容易收納。



**業界最輕量!**

本體重量僅1.3kg，  
使用上極為輕巧方便。



品番	KCAM04-BK			購買日期	年月日
顏色	黑				
JAN	4938765 010391				
商品尺寸	長225×寬270~335×高700~850mm			生產國	中國
折疊後尺寸	長225×寬165×高730mm			使用對象	能夠自立步行者
握把高度	上段	700~850mm	下段	560~710mm	
	5段調整			材質	本體：鋁合金、握把：聚氨酯、腳墊：天然橡膠
重量	1.3kg				
進口商	杏豐實業股份有限公司 新北市三重區重新路五段609巷10號4樓 02-6635-8858 統編:16998578			注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 請確實檢查每個部件，確保沒有刮痕、變形、裂縫或破損等情形。</li> <li>● 當四角杖於行走時使用時，請握上段握把。行走時，請勿抓握上段握把外的地方。</li> <li>● 請確實遵守最大使用者體重的限制。</li> </ul>
備考	-				