

使用說明書

KCPS02

段式把手
高度調節
(單鍵式)

按鍵
手煞車

三段式
調節輪

折疊式

反光
設計

Tacaof攜帶型輕巧助步車



酒紅色



黑色



藍格紋



折疊時

POINT



附時尚攜帶包



重量僅約2.7公斤
輕巧好收納

煞車容易操作



可拆的小包跟收納袋



衛部醫器陸輸壹字第003375號

バッグ最大
積載荷重
2kg

ポーチ最大
積載荷重
1kg

鋁件
抗腐蝕
處理

最大使用者体重
80
kg

型號	KCPS02-BK (黑色) · KCPS02-CB (藍格紋) · KCPS02-RD (酒紅色)			購買日期	年	月	日
JAN	4938765 356871 (黑色) · 4938765 316509 (藍格紋) · 4938765 333452 (酒紅色)			生產國	中國		
組裝尺寸	寬410 x 長515 x 高710~880mm (8段調整)			材質	本體：鋁合金 座面·袋：尼龍 (酒紅色、黑色) 聚酯纖維 (藍格紋)		
摺疊尺寸	寬410 x 長245 x 高630mm						
座面尺寸	寬270 x 長195 x 座面高480mm			本體附屬品	時尚攜帶包		
收納袋尺寸	寬210 x 長130 x 高220mm						
小袋尺寸	寬210 x 長130 x 高130mm			配件	-		
前輪直徑	130mm	後輪直徑	130mm				
重量	2.7kg ※不含袋子重量			使用對象者	可自行步行者		
收納袋容量	約2公升	小袋容量	約1公升				
內箱尺寸	寬405 x 長245 x 高630mm	商品箱入數	1台	注意事項	●當坐在座位時，請務必煞車，確認左右後輪是否固定。 ●當坐在座位時，請勿推動車體。		
外箱尺寸	寬430 x 長755 x 高650mm	外箱入數	3台				