

使用說明書

KEXH01

馬桶起身扶手



握把高度可6
階段調節，間
距24mm。

610
730



免治馬桶也適
用。



隨箱附有雙面
膠帶，可黏於
底座，增加穩
定性。



品 番	KEXH01			顏 色	白
J A N	4938765 010636				
商 品 尺 寸	寬630 x 深625 x 高610~730mm (6段調整)			生 產 国	中国
重 量	約7kg			材 質	本體：鋼(外漆:三聚氰胺)、握把：天然松木 調節鎖：聚醯胺 (polyamide)
商 品 箱 尺 寸	長640×寬175×高575mm	商 品 箱 入 数	1		
注 意 事 項	「組立設置組裝時，請設置於平坦之地面。 傾斜及凹凸不平的地面會使商品設置不牢固，容 易造成跌倒等風險。」			附 件	雙面膠帶
				進 口 商	杏豐實業股份有限公司 新北市三重區重新路五段609巷10號4樓 02-6635-8858 統編:16998578