

# 使用說明書/保固書

## KHUH01

### 移動式起身扶手



最大使用者  
體重  
**100**  
kg

本體重量輕，  
可隨意變更使  
用位置。



底板厚度薄，可  
深入床底，方便  
站立時扶握。



與常規商品相  
比，本體重量  
減半。



品 番	KHUH01			顏 色	棕色
J A N	4938765 008022			購 買 日 期	年 月 日
組 裝 尺 寸	寬600 x 長500 x 高750 ~ 850mm ( 3 position )			原 產 地	臺灣
重 量	約4kg			材 質	本體：鋁合金、聚苯乙烯、支撐架：不銹鋼、 支柱蓋：聚丙烯、手架：聚丙烯、橡膠腳墊：TPR
商 品 箱 尺 寸	寬760 x 長535 x 高120mm(±5)	內箱的裝入數 量	1台		
注 意 事 項	<ul style="list-style-type: none"> <li>●使用時請確認產品是否為平穩狀態，並於平坦處使用。請勿在凸凹不平處使用本產品。以免造成跌倒等危險。</li> <li>●使用前請確實確認各部位狀態，並請調整好使用時角度。請注意不要夾到手指等身體部位。</li> </ul>			使用對象者	· 於室內站立無扶握時會感到不安者。
				進口商	杏豐實業股份有限公司 新北市三重區重新路五段609巷10號4樓 02-6635-8858 統編:16998578