

KODE02

鋁製肘拐杖



衛部醫器陸輸壹字第003563號

肘部及前腕兩點支撐，協助行走時更穩定。



支柱部分為鋁製，僅505g。在復健時使用可減輕負擔及疲累感。



廣幅間距調節(96~119cm)，適用於各種身高使用者。



品 番	KODE02		
顏 色	綠、銀		
J A N	4938765 700025	購 入 日 期	年 月 日
商 品 尺 寸	高960~1190mm (10position 間距 23mm)	生 產 國	中國
杖 直 徑	上部：22mm 下部：19mm	注 意 事 項	使用方式錯誤，可能會造成受傷及產品損傷，故請務必遵守以下事項。 ●本產品僅有協助行走功能，請勿做其他用途。(如登山，自衛防身) ●使用前請確實確認各部位狀態，並請調整好使用時角度。 ●使用時，請將手肘放置於肘托處，並確實握好握把處。
重 量	505g		
裝 箱 尺 寸	長1010×寬310×高310mm		
材 質	支架：鋁 握把：聚氨酯 腳墊：合成橡膠		