

使用說明書

KSLM07

無段式
把手
高度調整

按鍵
手煞車

三段式
調節輪

座面
折疊式

反光
設計

中型重量款購物助步車



酒紅花漾

黑

折疊時

衛部醫器陸輸壹字第003375號





鋁件
塗裝

最大使用者
體重
100
kg

最大
積載荷重
5kg

One Touch 手把側邊一鍵停車裝置



品番	KSLM07-RE(酒紅花漾) · KSLM07-BK (黑) (請圈選您購買品項)		顏色	酒紅花漾 · 黑
JAN	4938765008343(酒紅花漾) · 4938765008336 (黑)		購買日期	年 月 日
操作方式	<ul style="list-style-type: none"> ●含手煞車功能，及手把側邊一鍵停車功能。 ●手把側邊螺絲轉鬆，即可調節高，紅色部分為手把高調節警示。 ●前輪處有車輪調節側鈕，可三段式調節。 		材質	本體：鋁合金(部份鋼) 座面·袋：聚酯纖維
組裝尺寸	寬425×長500×高850~920mm		生產國	中國
手把高	850~920mm		本體附屬品	-
折疊尺寸	寬425×長455×高910mm		可選配件	-
座面尺寸	寬280×長340×座面高460mm		使用對象者	自己可步行者
袋尺寸	寬220×長310×高240mm		注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ●手握手煞車和停車鍵時，請勿步行。 ●離開車體時，必須煞車。 ●非輪椅，禁止載人行走。
前輪尺寸	150mm	後輪尺寸		
重量	約4.0kg		進口商	杏豐實業股份有限公司 新北市三重區重新路五段609巷10號4樓 02-6635-8858 統編:16998578
袋容量	約13L			
內箱尺寸	寬435×長280×高930mm	商品箱入數	1台	