

使用說明書

KSLM08

無段式
把手
高度調整

腳煞車

三段式
調節輪

把手
折疊式

反光
設計

拐杖架

中型步行車



橘北歐風

黑北歐風



折疊時

衛部醫器陸輸壹字第003375號




鋁件
塗裝



高人氣的北歐風設計

採用優雅簡潔的橘色以及高尚典雅的黑色兩種設計。



舒適厚實的座面

座面厚實柔軟的設計，久坐也不痛。



大容量收納功能

大容量收納空間，外出購物及散步都很方便。



型號	KSLM08-DA(橘色) · KSLM08-BK(黑色)		購買日期	年 月 日	
J A N	4938765 009326 (橘色) · 4938765 009319 (黑色)		生產國	中國	
組裝尺寸	寬470 x 長515 x 高835 ~ 880mm		材質	本體：鋁合金 座面 / 袋：聚酯纖維、尼龍	
摺疊尺寸	寬470 x 長470 x 高620mm				
座面尺寸	寬260 x 長240 x 座面高460mm				
收納袋尺寸	寬230 x 長330 x 高220mm		本體附屬品	-	
前輪直徑	150mm	後輪直徑	150mm	使用對象者	可自行步行者
重量	約4.8kg				
收納袋容量	約13公升		注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ●行進時，請注意坡道、溝道、階梯等場所及砂、泥、水淤積處。 ●當坐在座位時，請務必煞車，確認左右後輪是否固定。 ●當坐在座位時，請勿推動車體。 	
內箱尺寸	寬480 x 長390 x 高610mm	商品箱入數			1台
外箱尺寸	-	外箱入數			-