

使用說明書

KST07

段式把手
高度調節
(單鍵式)

煞車把
手煞車

三段式
調節輪

座面
折疊式

反光
設計

拐杖架

標準款助步車




深座面



手把
高度調節鈕



手煞車
解除
固定



0 90 360
前輪を上から見た図
直進固定 回轉角度90度 回轉角度360度

折疊時

衛部醫器陸輸壹字第003375號



鋁件
抗腐蝕
處理

最大
積載荷重
12kg

最大使用者
體重
100
kg

品 番	KST07			顏 色	藍底條紋	
J A N	4938765333230			購 買 日 期	年 月 日	
操作方式	<ul style="list-style-type: none"> ● 手把後邊鈕蓋向內夾，即可調節手把高度。 ● 含手煞車，煞車桿向前壓即可固定車身。 ● 前輪處有車輪調節鈕，可三段式調節。 			材 質	本體：鋁合金 座面、袋：聚酯纖維	
組 裝 尺 寸	長505×寬600×高815~900mm			生 產 國	中國	
折 疊 尺 寸	長505×寬460×高760mm			本 體 附 屬 品	-	
座 面 尺 寸	長325×寬320×座面高度470mm			可 選 配 件	-	
袋 尺 寸	長300×寬400×高210mm			使 用 對 象 者	自己可步行者	
前 輪 尺 寸	164mm	後 輪 尺 寸	150mm	注 意 事 項	<ul style="list-style-type: none"> ● 手握手剎車和停車鍵時，請勿步行。 ● 離開車體時，必須剎車。 ● 非輪椅，禁止載人行走。 	
重 量	5.7kg			進 口 商	杏豐實業股份有限公司	
袋 容 量	約20L				新北市三重區重新路五段609巷10號4樓	
內 箱 尺 寸	長510×寬345×高740mm	商 品 箱 入 數	1台	02-6635-8858		
備 註				統編:16998578		