

# 使用說明書

**KUS06**

段式把手  
高度調節  
(單鍵式)

按鍵  
手煞車

兩段式  
調節輪

框架  
折疊式

反光  
設計

拐杖架

## 智能輕巧助步車



黑

衛部醫器陸輸壹字第003375號



鋁件  
塗裝

最大  
積載荷重  
**15kg**


最大使用者  
體重  
**100  
kg**



折疊時



附行李固定繩



高個子也能舒適使用



一鍵停車(One Touch)

|       |                               |       |       |       |                     |
|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|---------------------|
| 型號    | KUS06                         |       |       | 顏色    | 黑                   |
| JAN   | 4938765 101518                |       |       | 購買日期  | 年 月 日               |
| 組裝尺寸  | 寬515 x 長555 x 高815 ~ 965mm 7段 |       |       | 材 質   | 本體：鋁合金<br>座面：綿、聚氯乙稀 |
| 折疊後尺寸 | 寬515 x 長305 x 高880mm          |       |       |       | 生 產 國               |
| 座面尺寸  | 寬260 x 長230 x 座面高470mm        |       |       | 本體附屬品 | 固定繩：長750mm          |
| 前輪直徑  | 150mm                         | 後輪直徑  | 150mm |       | 注 意 事 項             |
| 重 量   | 4.9kg                         |       |       |       |                     |
| 商品箱尺寸 | 寬525 x 長300 x 高895mm          | 商品箱入數 | 1台    |       |                     |