

使用說明書

Tacaof

KWAW04

輕便型助行器

段式把手
高度調節
(單鍵式)

按鍵
手煞車

三段式
調節輪

前後
折疊式

反光
設計



海軍藍

棕色

衛部醫器陸輸壹字第003375號

鋁件
抗腐蝕
處理

最大使用者
體重
75
kg

最大
積載荷重
4kg



折疊時

車體寬僅47cm

靈活過彎·狹
小巷弄·轉角
也好順暢。



輕巧好攜帶

重量僅4.5Kg·
無論路面高低落
差或裝入後車廂



扶手高度調節幅度大

扶手可調節
64cm至91cm
高·各種身高
都適用。



型號	KWAW04			顏色	海軍藍·棕色	
JAN	4938765 006653(海軍藍)·4938765 006509 (棕色)			購買日期	年 月 日	
組裝尺寸	寬470 x 長580 x 高640~910mm			生產國	中國	
把手高度	640~910(mm) (10階段調整 間隔30mm)			材 質	本体：鋁材 椅背·座面：尼龍·袋：尼龍·聚酯纖維	
摺疊尺寸	寬470 x 長350 x 高720mm					
座面尺寸	寬235 x 長250 x 座面高480mm			本體附屬品	-	
袋尺寸	寬300 x 長120 x 高340mm			可選配件	-	
袋容量	約10L			使用對象者	步行不穩定、容易跌倒者。	
前輪直徑	150mm	後輪直徑	150mm			
重量	4.5kg			注意事項	●使用時，請務必確認身體狀況，判斷是否能夠安全地使用。 ●在交通混雜處與夜間使用時，請特別小心。	
內箱尺寸	寬480 x 長380 x 高705mm	內箱入數	1台			