

RDB44194 · RDB44195

購物步行車CP-G型



One Touch變換座椅

5L大容量保冷袋



向上煞車 · 下壓停車

把手3段高度調整



3種行進方式

(360°、左右45°、直行)

一拉即收設計



型號	RDB44194 (花漾粉) · RDB44195 (格紋灰) (請圈選您購買品項)	購買日期	年 月 日
J A N	4973655 441947 (花漾粉) · 4973655 441954 (格紋灰)	生產國	中國
組裝尺寸	寬43×長52×高85~91 cm	材 質	車架：鋁 車輪：EVA樹脂·聚丙稀 袋/座面：聚酯纖維 手把：合成橡膠
折疊尺寸	寬43×長30.5×高87~93 cm		
座面尺寸	寬31×長24×座面高44 cm		
車體重量	約3.8 Kg	注 意 事 項	<ul style="list-style-type: none"> · 請遵守最大使用者重量。 · 請勿在雨·雪·凍結等容易滑倒的地方使用。 · 若在交通擁擠場所或是夜間使用，請特別小心。 · 當坐在座位時，請務必煞車，確認左右後輪是否固定。 · 當坐在座位時，請勿推動車體。
收納袋容量	約5公升		
收納袋限重	約4Kg		
最大使用者體重	約80 Kg	進 口 商	杏豐實業股份有限公司 新北市三重區重新路五段609巷10號4樓 02-6635-8858 統編:16998578
操作方式	正確的操作方式請詳閱使用說明書，若操作不當造成傷害，請緊急送醫處理。		