

RDB49263

購物步行車MC-F座椅型



玫瑰棕色



折疊時

上拉煞車



下壓停車



就近調整把手高度



橫幅寬敞腳不卡



直徑15公分大輪胎，
輕鬆跨越階梯



一拉即收設計



型號	RDB49263 (玫瑰棕色)	購買日期	年 月 日
J A N	4973655 492635	生產國	中國
組裝尺寸	寬39×長51×高84~90 cm	材 質	框架管：鋁 車輪：聚丙稀·EVA樹脂 包·座面表布：聚酯 手把：合成橡膠
折疊尺寸	寬39x長30.5x高86~92 cm		
座面尺寸	寬27x長24 cm		
車體重量	約2.8 Kg	注 意 事 項	· 請勿在雨·雪·凍結等容易滑倒的地方使用。 · 若在交通擁擠場所或是夜間使用，請特別小心。 · 當坐在座位時，請務必煞車，確認左右後輪是否固定。 · 當坐在座位時，請勿推動車體。
收納袋容量	約3.5公升		
最大使用者體重	約80 公斤		
操作方式	正確的操作方式請詳閱使用說明書，若操作不當造成傷害，請緊急送醫處理。	進 口 商	杏豐實業股份有限公司 新北市三重區重新路五段609巷10號4樓 02-6635-8858 統編:16998578