

使用說明書/保固書



REB48290

馬桶起身扶手架

配合體型

扶手高度
4段式



可調節高度

扶手可調整成配合自己體型的高度



扶手

使用觸感好的天然木。



U型管

使用一體式馬桶時，
請將背板拆下，裝上U型管。

地面~U型管高度：

49.2~67.2cm (間隔3cm)

型號	REB48290	購買日期	年 月 日
JAN	4973655 482902	保證書	有 (購入日起1年內)
組裝尺寸	寬 61.5× 長64× 高62~71 cm 4段調節	生產國	中國
重量	約8.2Kg	配件	六角扳手、固定用螺絲(6支)、固定用膠片(5片)
最大使用者重量	約100 公斤	材質	扶手：天然木 框架、板：鋼
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> · 可選用配件中的雙面膠或者是螺絲固定於地面。 · 請勿將身體倚靠在本產品。 · 請勿將重量全部施加在單邊扶手。 · 清潔時，請使用中性清潔劑並以軟布擦拭。 	進口商	杏豐實業股份有限公司 新北市三重區重新路五段609巷10號4樓 02-6635-8858 統編:16998578